## 排 他 制 御

## ある患者番号を入力したら、「他端末で使用中です。更新はできません。」というエラー情報が 表示されて、患者名が"赤色"だった場合の対処

(K02	2)診療行為入力-診療行為	入力 - クレオクリニック [ormaste	r]			
0000	03420	クレオ ハナコ	女 0001	協会 (01430016)	<b>~</b> 209	6 頭書き 前回処方 ?
R 6.	6.5 <b>F</b>	わ クレオ 花子	R 2. 2. 1	4才 08 耳鼻科   0005 クレオ 二郎		×ŧ
						DO模索
診区	入力コード		名称	数量・点数	- 番号	診療日 科 保険
11	8	*C初診料		200 X 4 200	1	R 4. 4. 9 耳 0001
	111000370	乳幼児加具(初診)		300 X 1 300		
		(KERR)エラー情報				
		9998				
		他端末で使用甲です。更新	fはできません。 OPID:[ormaster	]		
			閉じる			
					D	D選択 前次
					科	病名
					•	
	合計点数	最終来院日(退院日)	初診算定日(同日初診)	未収金 当月点数累計		
	366	R 4. 4. 9		366	行数: 2	
(+	:行挿入、-: 剤削除、	先頭空白·数量0:行削除、//	/:検索)		2	▼ 中途表示
1	療選択 クリア	セット登録 受付	患者登録 複数科係	<b>険</b> 病名登録 収納登録	会計照会 算定履歴	包括診療中途終了
	戻る 患者取消		入力CD 前百		氏名检索 予約登録	一 受付一覧 一 啓禄

## 【対処方法】

- 1. 上記のエラーメッセージは 閉じる をクリックして閉じます。
- 2. その後、 戻る(F1) を押して、業務メニューまで画面を戻して下さい。
- 3. 業務メニューから 91 マスタ登録 を選択します。
- 4. 101 システム管理マスタ を選択します。
- 5. 管理コードに 9800 (排他制御情報) を入力して Enter を2回押して下さい。

(W01)システム管理情報設定 - クレオクリニック [ormaster]	
	悉己 右动眼轮午日口 右动终了午日口
管理コード 9800 排他制御情報 ✓	001 00000000 99999999
選択番号 1	
有効年月日 00000000 ~ 99999999	



6. 以下のような画面が開いたら 情報削除(F11) を押して下さい。

9.「7.」で表示されていた患者番号が消えますので、これで完了です。画面を戻して下さい。