連携アプリケーションの更新

WebORCA をご使用されている医療機関様において、OS ネイティブモジュールや Chrome 等 連携アプリのアップデートが行われた際には更新作業が必要です WebORCA にログインを行う際に「連携アプリのアップデートがあります」と表示された場合には、 以下の作業を行って下さい

<更新手順>

1. OK を選択し、日本医師会ORCA管理機構のページを開きます。



※ <u>キャンセル</u> を選択した場合でも画面右上の歯車マークから、ORCAMOクラウド拡張画面を 表示し、「連携アプリのアップデートはこちら」から同様のページを開けます。



2. 最新バージョン欄より、ご使用中の端末のOSに該当するものをクリックしダウンロードします。

日本医師:	会ORCA管理機構				
ホーム	製品・サービス	サポート	ニュース・イベント	会社情報	お問い合わせ
拡張機能					
OSネイティブアプリケ	<u>ーション</u> 🗖 <u>Chrome拡張</u>				
OSネイティブアプリ・	ケーション:イ	ンプットメン	ノッド自動切り替 ❤	えおよびPD	Fダイレクトプリント
OSネイティブアプリケーションとChrome拡張機能を	インストールすることでインプ	ットメソッド自動切り智	えおよびPDFダイレクトプリン	トが可能になります。	
【編集】 インストーク(#150)	//restart を入力し、Chrome剤	毎起動をおこなってくだ	έυ.		

3. ダウンロードが完了しましたら画面右上の ↓ ボタンをクリックし、プログラムを開きます

◆ ⑦ WebORCA × ⑦ 拡張現前:日本国時会ORCAE × 4				- ø ×
← → C 😄 orcamo.co.jp/products/extensions.html			_	: 👁 🖬 🕁 🕯
			(- OrcamoCloudExtensionSetup106.exe オポズのブックマーク
● 日本医師	会ORCA管理機構			29.1 MB • # 7
ホーム	製品・サービス サポート	ニュース・イベント	会社情報 お問い合わせ	
<u>ホーム</u> > 拡張機能				
拡張機能				
のSネイティブアプリ	ケーション:インプットメ	ソッド自動切り参え	お上びPDFダイレク	トプリント
0011171777				
		×		
OSネイティブアプリケーションとChrome拡張機能	インストールすることでインプットメソッド自動切り	替えおよびPDFダイレクトプリントが可	可能になります。	
【重要】 インストール後はChromeのアドレスパーに chrom	://restart を入力し、Chrome再起動をおこなってく;	ださい。		

※プログラムを選択した際に下図のような画面が表示された際には、 詳細情報 を押すと

Windows によって PC が保護されまし た	Windows によって PC が保護されました
Microsoft Defender SmartSoreen は認識されないアプリの起動を停止しま した。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性がありま す。 詳細情報	Microsoft Detender SmartSoren は認識されないアプリの起動を停止しば した。このアプリを実行すると、PC が急速にさらされる可能性があり す。 アプリ: OrcamoCloudExtensionSetup107.exe 発行元: ORCA Management Organization Co. Ltd
***レベン	東行
またしない インストール を選択します。 3 ORCAMOグラウド拡張バージョン 1.0.6 セットアップ インストール準備完了 ご使用のコンピュータへ ORCAMOグラウド拡張 をインストールする準備が	- X (できました。)) (できました。
またしない インストール を選択します。 1 ORCAMOクラウド拡張パージョン 1.0.6 セットアップ インストール準備完了 ご使用のコンピュータへ ORCAMOクラウド拡張 をインストールする準備 インストールを統行するには『インストール」をかりックしてください。	TE FULLY





7. 開かれている画面をすべて閉じ、再度ORCAを開いた際に連携アプリのアップデート画面が 表示されなくなったことをご確認下さい。更新作業は以上となります。



